

nosiboo<sup>\*</sup>go<sup>®</sup>  
portable nasal aspirator


2023.04.01. Nosiboo\_Go\_QG\_Digit\_1.4



**nosiboo<sup>\*</sup>go<sup>®</sup>**  
portable nasal aspirator



Before using the Nosiboo Go, carefully read this guide and the **User Manual** as well! Please keep this guide for future reference.

# Pingo & Nosiboo










# IN THE BOX



Nosiboo Go

International charger with 3 power plugs



Brush





Sack





Quick start guide



Safety instructions




 **Use original Nosiboo parts!**  
**Our nasal aspirators work effectively only with original Nosiboo parts/accessories.**

Contact the distributor if any part is missing!

# USING THE NOSIBOO GO



The device should be used for removing the nasal mucus from children's nose. It should not be used for any other purposes.




First clean\* and dry the parts of the Penguin head.

\*Check the "CLEANING" section below for more details about the proper cleaning method.

**Assemble the Penguin head.**




**Insert the nose tip into the Penguin head.**





\* Newborn's nose tip:  
0-6 months

\* Standard nose tip:  
6 months and older




Make sure the air mesh is in its place, the Penguin head is assembled properly and installed on the device in the correct way.



**The device is ready to use.**



**Aspirating water with the electric device will result in loss of warranty.**



**Do not aspirate water with the device!**



**Do not use the nasal aspirator for nasal washing!**

# INSTRUCTIONS FOR USE & SETTINGS



## 1 Getting started

Simply turn it on.



The effective and strong (max.) suction power has been proven safe for nasal aspiration by ENT doctors.

## Hold your child in a stable position.

- \* Aspirate the nose of infants after laying them into a stable position and hold their head during the process.
- \* You may also sit them in an infant bouncer or infant seat.
- \* If the child is already able to sit, sit them in your lap. In this case, do not lay the child on their back during the aspiration.



## 2



## 3 Insert the clean, dry nose tip into the child's nostril.

- \* Move the nose tip around gently to make sure that you get all areas of the nostril.

## 3




If you experience that mucus or liquid has entered the device then stop using the Nosiboo Go, turn it off and contact the Nosiboo customer service team right away.

- \* Don't turn the device upside down meanwhile use.



## 4




Switch off the device after use.

- \* We highly recommend removing the Penguin head and cleaning it right away.



## 5 Charging

- \* After use, or if the device's battery just ran low, wait a few minutes until the device cools down and then start charging it.
- \* Green LED - Fully charged
- \* Red LED - Still charging
- \* While being charged, the device cannot be used.
- \* Use the power plug suitable for the socket.




# CLEANING

Detach the Penguin head in the following order:



\* Wash the parts with liquid soap and lukewarm water.




Use the brush to clean the nose tip.




\* You can soak the parts in a disinfection liquid, just make sure the liquid is safe to use for baby equipment.





\* Let the parts dry completely before the next use.



\* It is not allowed to use a dishwasher, boiling water, microwave oven, vaporizer or baby bottle sterilizer for cleaning the spare parts because they might deform by heat!



- \* The air mesh is there to prevent solid objects and dust from entering the housing.
- \* The air mesh is not there to absorb any mucus or liquid.
- \* If the air mesh is dirty or clogged, replace it.
- \* It can function well for a very long time next to the proper usage of the device.



- \* Clean the housing with a dry, soft cloth.
- \* Do not use any liquids, detergents or chemicals.
- \* Keep the device in a place where it is protected from dust, direct sunlight and heat.

## HINTS & TIPS

- \* The Penguin head must be assembled and disassembled in the right order.
- \* Do not cover the vents on the back of the device while in use.
- \* Dry, very thick mucus can be dissolved by a mild saline solution. After using it, wait a few minutes, wipe excess discharge with a tissue, then reuse the nasal aspirator as directed.
- \* Do not use more than 5 ml of saline solution at once.




- \* The device should only be used by adults.
- \* Do not allow children to play with the device, it is NOT A TOY.





# User manual



#### AFTER-SALE SERVICE

For more information about usage, cleaning, and for troubleshooting, see the User Manual.

customers in EU: [nosiboo.eu](https://nosiboo.eu)  
customerservice@nosiboo.com

**nosiboo**<sup>®</sup>  
designed to care




ET

**nosiboo<sup>\*</sup>go<sup>®</sup>**  
portable nasal aspirator



Enne Nosiboo Go kasutamist lugege hoolikalt läbi kiirülevaade ja kasutusjuhend! Hoidke juhendid alles.

# Pingo & Nosiboo









# KARBIST LEIAD



Rahvusvaheline  
laadijas



Hari




Kott seadme  
hoiustamiseks






Kiirülevaade



Ohutusjuhend



 **Kasutage ainult Nosiboo originaal osasid! Nosiboo tooted töötavad efektiivselt vaid Nosiboo originaal varuosi / tarvikuid kasutades.**

Kontakteeru oma edasimüüjaga, kui mõni osa on puudu!

# NOSIBOO GO KASUTAMINE



Seade on mõeldud sekreedi eemaldamiseks lapse ninast. Seadet ei tohi kasutada ühelgi teisel otstarbel.




Esmalt puhasta ja kuivata Peanguin-pea osad.

\*(Vaata punkti „Puhastamine“ täpsemate juhiste saamiseks)

**Pane kokku  
Penguin-pea**




**Ühenda ninaotsik  
Penguin-pea külge**





\* Vastsündinute ninaotsik:  
0-6 kuud

\* Standard ninaotsik:  
6-kuud ja vanemad



Veendus, et filter on korralikult paigaldatud. Penguin-pea õigesti kokku pandud ja korrekselt seadme keha-ga ühendatud



**Seade on valmis  
kasutamiseks.**




Vee või mõne muu vedeliku, mis ei ole sekreet, imemine seadmesse lõpetab garantii.


**Ärge aspireerige  
seadmega vett!**



**Ärge kasutage ninaaspi-  
raatorit nina pesemiseks!**



# KASUTUSJUHE JA SÄTTED



- 1 Alustamine**  
Vajuta seade nupust sisse



Seadme imemisvõimsus on määratletud nina-kõrva-kurgu arstide poolt ja on ohutu ka vastündinule

## Fikseeri lapse asend

- \* Imikut aspireerides veendu, et laps on paigal ja tema pea fikseeritud
- \* Pane laps istuma lamamistooli
- \* Kui laps oskab juba iseseisvalt istuda, võta ta endale sülle

**2**



**3**


## Aseta puhas, kuiv ninaotsik lapse ninasõrmesse

- \* Liiguta ninaotsikut õrnalt ninasõrmes ringjate liigutustega ringi




Kui näete, et seadmesse on sattunud lima või vedelikku, lõpetage Nasiboo Go kasutamine, lülitage see välja ja võtke kohe ühendust Nasiboo klienditeenindusega.

- \* Ära keera seadet kasutamise ajal tagurpidi



**4**




## Lülita seade välja peale kasutamist

- \* Eemalda Penguin-pea koheselt peale kasutamist ja puhasta!

**5**



## Laadimine

- \* Peale kasutamist lase seadmel jahtuda enne kui alustad laadimist.
- \* Roheline LED - Laetud
- \* Punane LED - Laeb
- \* Laadimise ajal ei saa seadet käivitada või kasutada




# PUHASTAMINE

Eemalda Penguin-pea seadme küljest järgmiselt:



\* Pese kõik Penguin pea osad vedelseebi ja leige veega



Kasuta harja ninaotsiku puhastamiseks





\* Penguin-pea osasid võid leotada desinfitseerivas lahuses, mis on mõeldud laste seadmetele.





\* Lase osadel täielikult kuivada enne kokkupanekut



\* Varuosade puhastamiseks ei ole lubatud kasutada nõudepesumasinat, keevat vett, mikrolaineahju, aurustit ega lutipudelite sterilisaatorit, kuna need võivad kuumuse mõjul deformeeruda!



- \* Filter kaitseb seadet tahkete osakeste ja tolmu eest, mis võivad seadmesse sattuda
- \* Filter ei kaitse seadet sekreedi või teiste vedelike eest
- \* Kui filter on määrdunud või umbes, tuleb see kohe eemaldada ja vahetada
- \* Seadme kasutamisega on pikk, kui seadet kasutada ja hooldada vastavalt juhistele



- \* Seadme keha võib puhastada kuiva ja pehme kangaga.
- \* Ära kasuta seadme puhastamiseks vedelikke, puhastusvahendeid või kemikaale.
- \* Hoida seadet tolmu, kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.



## SOOVITUSED

- \* Penguin-pea tuleb kokku panna ja avada õiges järjekorras.
- \* Ära kata õhutusavasid seadme tagaküljel
- \* Kuiva, paksu sekreeti lahusta tilgutades lapsele ninasõõrmesse füsioloogilist lahust. Oota mõned minutid, pühi liigne vedelik taskurätikuga ära ja alusta aspireerimist
- \* Ära kasuta rohkem kui 5 ml füsioloogilist lahust korraga



- \* Seade on mõeldud täiskasvanule käsitlemiseks
- \* Ära luba lapsel seadmega mängida, see EI OLE MÄNGUASI!





#### JÄRELTEENINDUS

Rohkem infot seadme kasutamise ja hooldamise kohta leiad kasutusjuhendist

customers in EU: [nosiboo.eu](http://nosiboo.eu)  
[customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)


**nosiboo**<sup>\*</sup><sup>®</sup>  
designed to care

**nosiboo<sup>\*</sup>go<sup>®</sup>**  
portable nasal aspirator



Avant d'utiliser le Nosiboo Go, lisez attentivement ce guide ainsi que le **manuel d'utilisation** ! Veuillez conserver ce guide pour toute consultation ultérieure.



# Pingo & Nosiboo







# CONTENU DE LA BOÎTE



Nosiboo Go

Chargeur international avec 3 types de fiche mâle



Brosse




Sachet



**Guide de démarrage rapide**



**Consignes de sécurité**



Contactez le distributeur si une pièce manque !

# UTILISATION DU NOSIBOO GO


L'appareil doit être utilisé pour enlever le mucus nasal du nez des enfants. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.




Nettoyez\* et séchez d'abord les pièces de la tête Penguin.

\*Consultez la section « NETTOYAGE » ci-dessous pour plus de détails sur la méthode de nettoyage appropriée.


**Assemblez la tête Penguin.**




**Insérez l'embout nasal dans la tête Penguin.**



- \* Embout nasal pour nouveau-nés: 0 à 6 mois
- \* Embout nasal standard: 6 mois et plus





Embout nasal standard



Embout nasal pour nouveau-nés

Assurez-vous que le maillage de l'air est à sa place, que la tête Penguin est correctement assemblée et installée sur l'appareil de la bonne manière.



**L'appareil est prêt à l'emploi.**




L'aspiration d'eau avec l'appareil électrique annule la garantie !


**Ne pas aspirer d'eau avec l'appareil !**



**Ne pas utiliser le mouche-bébé pour un lavage nasal !**



# INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RÉGLAGES



**1** Pour commencer  
Il suffit de l'allumer.



La sûreté de la puissance d'aspiration efficace et forte (max.) a été prouvée pour l'aspiration nasale par les médecins ORL.

**Maintenez votre enfant dans une position stable.**

- \* Aspirer le nez de l'enfant après l'avoir mis dans une position stable et maintenez sa tête pendant l'opération.
- \* Vous pouvez également les faire asseoir dans un transat ou un siège pour bébé.
- \* Si l'enfant est déjà capable de s'asseoir, faites-le asseoir sur vos genoux. Dans ce cas, n'allongez pas l'enfant sur le dos pendant l'aspiration.



**2**



**3**

**Insérez l'embout nasal propre et sec dans la narine de l'enfant.**

- \* Déplacez doucement l'embout nasal pour vous assurer d'atteindre toutes les zones de la narine.



Si vous constatez que du mucus ou du liquide a pénétré dans l'appareil, arrêtez d'utiliser le Nosiboo Go, éteignez-le et contactez immédiatement le service clientèle de Nosiboo.

- \* Ne retournez pas l'appareil pendant son utilisation.



**4**




**Éteignez l'appareil après utilisation.**

- \* Nous vous recommandons vivement de retirer la tête Penguin et de la nettoyer immédiatement !

**5**

**Recharge**



- \* Après utilisation, ou si la batterie de l'appareil vient de se décharger, attendez quelques minutes que l'appareil refroidisse, puis commencez à le recharger.
- \* LED verte – Complètement chargé
- \* LED rouge – En cours de recharge
- \* Pendant la recharge, l'appareil ne peut pas être utilisé.
- \* Utilisez la fiche qui correspond à la prise femelle.






# NETTOYAGE

Détachez la tête Penguin dans l'ordre suivant :



\* Lavez les pièces avec du savon liquide et de l'eau tiède.




Utilisez la brosse pour nettoyer l'embout nasal.




\* Vous pouvez faire tremper les pièces dans un liquide désinfectant. Veuillez vous assurer que le liquide est sans danger pour les équipements pour bébés.




\* Laissez les pièces sécher complètement avant la prochaine utilisation.



\* Il est interdit d'utiliser un lave-vaisselle, de l'eau bouillante, un four à micro-ondes, un vaporisateur ou un stérilisateur de biberons pour nettoyer les pièces détachées, car elles pourraient être déformées par la chaleur.



- \* Le maillage de l'air est là pour empêcher les objets solides et la poussière de pénétrer dans le boîtier.
- \* Le maillage de l'air ne sert pas à absorber le mucus ou le liquide.
- \* Si le maillage d'air est sale ou encrassé, remplacez-le.
- \* Il peut bien fonctionner pendant très longtemps si l'appareil est utilisé correctement.



- \* Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.
- \* N'utilisez pas de liquides, de détergents ou de produits chimiques.
- \* Conservez l'appareil dans un endroit à l'abri de la poussière, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

## CONSEILS ET ASTUCES

- \* La tête Penguin doit être montée et démontée dans le bon ordre.
- \* Ne couvrez pas les orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil pendant l'utilisation.
- \* Un mucus sec et très épais peut être dissous avec une solution saline douce. Après l'avoir utilisée, attendez quelques minutes, essuyez l'excès de mucus avec un mouchoir en papier, puis réutilisez le mouche-bébé en suivant les instructions.
- \* N'utilisez pas plus de 5 ml de solution saline à la fois.




- \* L'appareil ne doit être utilisé que par des adultes.
- \* Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, CE N'EST PAS UN JOUET.





# Manuel d'utilisation



#### SERVICE APRES-VENTE

Pour plus d'informations sur l'utilisation,  
le nettoyage et en cas de problèmes,  
consultez le manuel d'utilisation.

les clients dans l'UE : [nosiboo.eu](https://nosiboo.eu)  
[customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)

**nosiboo**<sup>\*</sup>®  
designed to care




IT



**nosiboo<sup>\*</sup>go<sup>®</sup>**  
portable nasal aspirator

Prima di usare Nosiboo Go, legga attentamente questa guida ed anche il **Manuale d'istruzioni**. Conservi questa guida per consultazione futura.


# Pingo & Nosiboo







# NELLA SCATOLA



Beccuccio per neonati

Beccuccio standard

Nosiboo Go



Spazzolino



Sacca



Guida rapida






Istruzioni di sicurezza

Caricabatterie internazionale con 3 spine elettriche





..... Filtro ricambiabile





**Utilizzare parti originali Nosiboo!**  
I nostri aspiratori nasali funzionano efficacemente solo con parti/accessori originali Nosiboo.



Contatti il distributore in caso di parti mancanti!

# COME USARE NOSIBOO GO


Il dispositivo deve essere usato per rimuovere il muco nasale dal naso dei bambini. Non deve essere utilizzato per altri scopi.




Per prima cosa pulire\* e asciugare le parti della testa Penguin.

\*Controllare la sezione "PULIZIA" di seguito per maggiori dettagli sul metodo di pulizia appropriato.

## Montaggio della testa Penguin.




Inserire il beccuccio nella testa Penguin.





\* Beccuccio per neonati: 0-6 mesi

\* Beccuccio standard: da 6 mesi in su



Assicurarsi che il filtro ricambiabile sia in posizione, e che la testa Penguin sia montata correttamente e installata sul dispositivo nel modo corretto.



Il dispositivo è pronto per l'uso.



Aspirare acqua con il dispositivo elettrico comporta la perdita della garanzia.



# ISTRUZIONI PER L'USO E IMPOSTAZIONI



- 1** Per iniziare  
Accendere il dispositivo.



I medici ENT hanno confermato che il potere aspirante efficace e forte (max.) è sicuro per l'aspirazione nasale.

**Tenere il bambino in una posizione stabile.**

- \* Aspirare il naso del bambino dopo averlo fatto sdraiare in una posizione stabile; sostenere la testa del bambino durante il processo.
- \* Può anche farlo sedere su una sdraietta o un seggiolone.
- \* Se il bambino è già in grado di stare seduto, lo può fare sedere sulle sue ginocchia. In tal caso non deve fare sdraiare il bambino sulla schiena durante l'aspirazione.

**2**



**3**


**Inserire il beccuccio pulito, asciutto nella narice del bambino.**

- \* Fare ruotare delicatamente il beccuccio per assicurarsi di raggiungere tutte le aree della narice.



Se si accorge che il muco o il liquido è entrato nel dispositivo, interrompa l'uso di Nosiboo Go, lo spenga e contatti immediatamente il servizio assistenza Nosiboo.

- \* Non capovolgere il dispositivo durante l'uso.



**4**




**Spegnere il dispositivo dopo l'uso.**

- \* Raccogliamo fortemente di rimuovere la testa Penguin e di pulirla subito!

**5**

**Caricamento**



- \* Dopo l'uso, o se la batteria del dispositivo si sta scaricando, aspettare alcuni minuti fino a quando il dispositivo si sia raffreddato e quindi iniziare a caricarlo.
- \* LED verde - Completamente carico
- \* LED rosso - In carica
- \* Durante la carica il dispositivo non può essere usato.
- \* Utilizzare la spina elettrica adatta alla presa di corrente.






# PULIZIA

Staccare la testa Penguin nell'ordine seguente:



\* Lavare le parti con sapone liquido e acqua tiepida.



Usare lo spazzolino per lavare il beccuccio.





\* Può immergere le parti in un liquido disinfettante. Assicurarsi che il liquido sia sicuro per l'uso con dispositivi per bambini.




\* Lasciare asciugare completamente le parti prima dell'utilizzo successivo.



\* Non utilizzare lavastoviglie, acqua bollente, microonde, forno a vapore o sterilizzatore per biberon per pulire le parti, poiché il calore può deformarle!!



- \* Il filtro ricambiabile serve a prevenire l'ingresso di oggetti solidi e polvere nella custodia.
- \* Il filtro ricambiabile non serve ad assorbire muco o liquido.
- \* Se il filtro ricambiabile si sporca o si intasa, bisogna sostituirlo.
- \* Con il corretto uso del dispositivo può funzionare bene per molto tempo.



- \* Pulire la custodia con un panno asciutto e morbido.
- \* Non usare liquidi, detersivi o agenti chimici.
- \* Tenere il dispositivo in un luogo in cui è protetto dalla polvere, dalla luce solare diretta e dal calore.

## CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- \* La testa Penguin deve essere montata e smontata nell'ordine corretto.
- \* Non coprire la ventilazione posteriore del dispositivo mentre è in uso.
- \* Il muco secco, molto viscoso può essere sciolto con una soluzione salina leggera. Dopo averla usata, aspettare alcuni minuti, pulire l'eccesso che cola con un fazzoletto, quindi usare di nuovo l'aspiratore nasale come da istruzioni.
- \* Non usare più di 5 ml di soluzione per volta.




- \* Il dispositivo deve essere usato solo da adulti.
- \* Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo, NON È UN GIOCATTOLO.







# Manuale d'istruzioni



#### SERVIZIO POST-VENDITA

Per ulteriori informazioni sull'uso, la pulizia e la risoluzione dei problemi, vedere la sezione manuale d'istruzioni.

clienti nell'UE: [nosiboo.eu](https://nosiboo.eu)  
customerservice@nosiboo.com

  
designed to care

JA

**nosiboo<sup>\*</sup>go<sup>®</sup>**  
portable nasal aspirator

Nosiboo Go をご使用になる前に、このガイドと使用説明書をよくお読みください。必要な時に参照できるようにこのガイドを保管してください。

# 同梱物



Nosiboo Go

3種類の電源  
プラグを備  
えたマルチチ  
ャージャー



ブラシ



袋




クイックスタートガ  
イド




安全上の注意





..... エアメッシュ





Nosiboo製のスペアパーツのみを  
ご利用ください。本製品の正常運  
転は、Nosiboo製のスペアパーツ・  
アクセサリのみをご利用の場合に  
限ります。



万一足りない部品がございましたら、販売店までご連絡ください。

# NOSIBOO GO の使い方



本製品は、お子様の鼻から鼻水を取り除くためのものです。その他の目的でご使用にならないください。




最初にペンギンヘッドの部品を洗浄し\*、乾かします。

\* (適切な洗浄方法の詳細については、下記の「洗浄」セクションをお読みください。)

ペンギンヘッドを  
組み立てます。



ノーズチップをペンギン  
ヘッドに挿入します。



- \* 新生児用のノズル: 生後6ヶ月未満のお子様
- \* 標準ノズル: 生後6ヶ月以上のお子様。




標準ノズル




新生児用のノズル

エアメッシュを定位置に設置し、ペンギンヘッドを適切に組み立て、正しい方法でデバイスに取り付けてください。



これで、デバイスを使用する準備は完了です。




本製品で水を吸引すると保証が受けられなくなりま  
すのでご注意ください。


本製品で水を吸引し  
ないでください。



本器を 鼻腔洗浄に使用しな  
いでください。



# 使用および設定方法



**1** はじめに  
スイッチを入れます。



効果的かつ強力な（最大時）吸引力で鼻を安全に吸引できることを耳鼻咽喉科医が実証済みです。

赤ちゃんを安定した姿勢に保ちます

\* 乳児を安定した姿勢で寝かせてから鼻を吸引し、吸引中は頭を支えます。

\* 乳児用バウンサーや乳児用の椅子に座らせてもかまいません。

\* 赤ちゃんがお座りできる場合は、膝の上に座らせてください。その場合、吸引する時は仰向けに寝かせないでください。



**3**

清潔な乾いたノーズチップを赤ちゃんの鼻に挿入します。

\* ノーズチップをやさしく動かして、鼻孔全体にあたるようにしてください。




鼻水や液体が本製品に入った場合は、Nosiboo Goの使用を停止し、電源を切って、すぐにNosibooカスタマーサービスチームまでご連絡ください。

\* 使用中は本製品を逆さにしないでください。



**4**



使用後にスイッチを切ります。

\* すぐにペンギンヘッドを取り外して洗浄することを強くお勧めします！

**5**

充電


\* 使用后、または電池が少なくなった場合、本製品の温度が下がるまで数分間待ってから

\* 緑のLED - 充電完了

\* 赤のLED - 充電中



\* 充電中は本製品を使用できません。

\* ソケットに適した電源プラグをご使用ください。




# 洗浄

ペンギンヘッドを次の順で取り外します。



\* 液体せっけんをぬるま湯で部品を洗います。



ブラシを使用してノズルチップを洗浄します。





\* 部品を消毒液につけることもできます。必ず赤ちゃん用装置に使用しても安全な消毒液をご使用ください。





\* 次回使用する場合は、部品を完全に乾かしてから使用してください。



\* 熱で部品が変形する可能性があるため、熱湯、電子レンジ、噴霧器、哺乳瓶滅菌器を使用してスベア部品を洗浄しないでください。



- \* エアメッシュは固形物やほこりがハウジング内に入るのを防ぐためのものです。
- \* エアメッシュは鼻水や液体を吸収するものではありません。
- \* エアメッシュが汚れたり詰まったりした場合は、交換してください。
- \* 本製品を適切に使用した場合、エアメッシュは非常に長期間機能します。




- \* ハウジングを乾いた柔らかい布で拭いてください。
- \* 液体、洗剤、化学薬品は使用しないでください。
- \* ほこりがなく、直射日光が当たらない涼しい場所でデバイスを保管してください。

## ヒントとポイント

- \* ペンギンヘッドは正しい順番で組み立て、分解してください。
- \* 使用中は、本製品の背面にある換気口を覆わないでください。
- \* 鼻水が乾き、非常に濃い場合は、薄い食塩水で溶かすことができます。食塩水を使用して数分間待ってから、食塩水で溶けた鼻水をティッシュでふき取り、再び手順に従って鼻水吸引器を使用します。
- \* 一度に5ml以上の食塩水を使用しないでください。




- \* 本製品は必ず大人が使用してください。
- \* お子様の本製品で遊ばせないでください。これはおもちゃではありません。





## 取扱説明書



アフターサービス  
使い方、洗浄方法、およびトラブルシュー  
ティングの詳細については、取扱説明書  
をご確認ください。

customers in EU: [nosiboo.eu](http://nosiboo.eu)  
[customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)

**nosiboo**<sup>\*</sup><sup>®</sup>  
designed to care


KO

<sup>\*</sup>  
nosiboo<sup>®</sup>go  
portable nasal aspirator



Nosiboo Go 사용 전 이 가이드와  
사용 설명서를 주의 깊게 읽어주십시  
오! 나중에 참조할 수 있도록 이 가이  
드를 보관해주십시오.



# Pingo & Nosiboo











# 상자 내용물





3개의 전원플러그가 있는 멀티 충전기



 오리지널 Nosiboo 부품만 사용해 보세요! 저희 코 클리너는 오리지널 Nosiboo 부품/액세서리로만 제일 효과적입니다.


 

누락된 부품이 있다면 판매대리점에 연락해 주십시오!

# NOSIBOO GO

## 사용하기



이 기기는 어린이의 코에서 콧물을 제거하는 용도로만 사용해야 합니다. 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다.




먼저 펭귄 헤드 부품을 세척한 다음\* 건조합니다.

\*(올바른 세척법에 대한 상세한 내용은 아래의 „세척 (CLEANING)” 섹션에서 확인합니다.”

1  
펭귄 헤드를 조립합니다




2  
노즈 팁을 펭귄 헤드에 삽입합니다




\* 신생아용 노즈팁: 0-6개월 (아기의 연령)

\* 표준 노즈팁: 6개월이상




표준 노즈팁




신생아용 노즈팁

에어 매쉬가 제자리에 있으며 펭귄 헤드가 적절하게 조립되어 기기에 올바른 방식으로 설치되어 있는지 확인합니다.



4  
기기를 사용할 준비가 되었습니다.




이 전기 기기로 수분을 흡수한다면 품질 보증서가 상실됩니다.

장치로 물을 흡입하지 마십시오.



콧물흡입기를 코 세척을 위한 용도로 사용하지 마십시오.



# 사용 및 설치 설명서



**1** 시작하기  
기기의 전원을 켭니다.



효과적이고 강력한(최대) 흡입력은 ENT 의사로부터 콧물 흡입용으로 안전성을 입증받았습니다.

아이를 안정된 자세로 잡아줍니다.

- \* 아이를 안정된 자세로 눕힌 후 아이의 머리를 잡은 상태에서 코에서 콧물을 흡입합니다.
- \* 유아용 바운서 또는 유아용 의자에 앉힐 수도 있습니다.
- \* 아이가 아직 앉을 수 없다면, 무릎에 앉힙니다. 이러한 경우, 흡입기를 사용할 때 바닥에 아이의 등을 대고 눕히지 않습니다.




**3** 깨끗하고 건조된 노즈 팁을 아이의 콧구멍에 삽입합니다.  
\* 노즈 팁을 부드럽게 움직여 콧구멍 안 전체에 닿도록 합니다.



Nosiboo Go 사용 중 콧물이나 액체가 기기 안으로 들어가 기기가 작동을 멈추는 일이 발생하면, 전원을 끄고 바로 Nosiboo 고객 서비스 팀에게 연락해 주십시오.

\* 사용 중에 기기를 거꾸로 들지 않습니다.




사용 후 기기의 스위치를 끕니다.

\* 펴진 헤드를 분리한 후 바로 세척하실 것을 강력히 권장합니다!

**5** 충전하기



- \* 사용 후 또는 배기기의 배터리가 막다 많은 경우, 기기가 식을 때까지 몇 분 기다리셨다가 충전을 시작합니다.
- \* 녹색 LED - 완충됨
- \* 적색 LED - 충전 중
- \* 충전하는 동안 기기를 사용할 수 없습니다.
- \* 소켓에 적합한 파워플러그를 사용하십시오.






# 세척하기

펍킨 헤드를 다음 순서로 분리합니다:



\* 부품들을 액체 비누와 미지근한 물로 씻습니다.



브러시를 사용해 노즐팁을 세척합니다.





\* 부품들을 소독액에 담가놓을 수 있습니다. 아기 용품에 사용해도 되는 안전한 소독액인지 확인합니다.





\* 다음 사용 전에 부품들을 완전히 건조합니다.



\* 열에 의한 변형이 일어날 수 있기 때문에 예비 부품을 세척할 때 끓는 물, 전자레인지, 기화기 또는 젖병 소독기를 사용해서는 안 됩니다!



- \* 에어 매쉬는 고형 물체와 먼지가 하우징 안으로 유입되는 것을 막는 역할을 합니다.
- \* 에어 매쉬는 콧물이나 액체를 흡수하는 것이 아닙니다.
- \* 에어 매쉬는 오염되거나 막히는 경우 교체하실 수 있습니다.
- \* 이 기기는 올바른 용법으로 사용하면 아주 오랜 기간 동안 잘 작동할 수 있습니다.



- \* 부드러운 마른 천으로 하우징을 닦습니다.
- \* 액체, 세제 또는 화학용품을 사용하지 않습니다.
- \* 먼지, 직사광선, 열로부터 보호되는 곳에 기기를 보관합니다.

## 사용 요령 및 주의

- \* 펍킨 헤드는 올바른 순서로 조립하고 분해해야 합니다.
- \* 기기를 사용하는 동안 후면의 통풍구를 가리지 않습니다.
- \* 건조 매우 진한 콧물은 순한 식염수로 녹일 수 있습니다. 사용 후 몇 분 기다렸다가 여분의 분비물을 티슈로 닦아낸 다음에 지시된 대로 콧물 흡입기를 재사용합니다.
- \* 한 번에 5 ml 이상의 식염수를 사용하지 않습니다.





\* 이 기기는 성인만 사용해야 합니다.

\* 어린이가 기기를 갖고 놀지 않게 하십시오. 이 기기는 장난감이 아닙니다.





# 사용설명서



A/S 서비스  
사용법, 세척 및 문제 해결에 대한 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해 주세요.

한국 내의 고객 : [nosiboo.kr](http://nosiboo.kr)  
[customer@nosiboo.kr](mailto:customer@nosiboo.kr)  
+82 (0)2-419-3927

**nosiboo**<sup>\*</sup>®  
designed to care




LT



**nosiboo<sup>\*</sup>go<sup>®</sup>**  
portable nasal aspirator

Prieš naudodamiesi „Nosiboo Go“, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir naudotojo vadovą! Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

# Pingo & Nosiboo







# PAKUOTĖS TURINYS



Kūdikių nosies antgalis

Standartinis nosies antgalis

Nosiboo Go

Tarptautinis įkroviklis



Šepetėlis




Maišelis




Trumpas pradžios vadovas







Saugos instrukcijos



..... oro tinklelis




**Naudokite originalias „Nosiboo“ dalis! Mūsų nosies aspiratoriai efektyviai veikia tik su originaliomis „Nosiboo“ dalimis / priedais.**



Jei trūksta kokios nors detalės, susisiekite su platintoju!

# BENDRASIS NAUDOJIMAS


Prietaisas skirtas naudoti tik nosies gleivėms  
šalinti iš vaiko nosies. Jo negalima naudoti  
jokiais kitais tikslais.





Nuvalykite\* ir nusausinkite Penguin  
galvutės dalis.

\*(Daugiau informacijos apie tinkamą valymo būdą  
rasite toliau esančiame skyriuje „VALYMAS“.)

## Penguin galvutės surinkimas



Įspauskite antgalį  
į jam skirtą vietą.




\* Kūdikių nosies antgalis:  
0–6 mėn.

\* Standartinis nosies  
antgalis: 6 mėnesių ir  
vyresniems vaikams




Standartinis  
nosies antgalis




Kūdikių nosies  
antgalis

Įsitikinkite, kad oro tinklėlis yra savo vietoje. „Penguin“  
galvutė tinkamai sumontuota ir teisingai pritvirtinta prie  
prietaiso.



Prietaisas  
paruoštas naudoti.




Ūdens iesūkšana ar elektrisko ierīci rezultēšies  
garantijas zaudēšanā.


Nesiurbkite vandens  
su prietaisu!



Nenaudokite nosies  
aspiratoriaus nosies  
plovimui!



# NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



## 1 Naudojimo pradžia

Tiesiog įjunkite.



ENT gydytojai įrodė, kad veiksminga ir stipri (maks.) siurbimo jėga yra saugi nosies aspiracijai.

## Laikykite vaiką stabilioje sėdimoje padėtyje.

\* Pasidinkite vaiką ant kelių, laikykite jį savo rankose arba pasidinkite vertikaliaje padėtyje, į nugarą atremdami pagalvę.

\* Taip pat galite pasodinti jį į kūdikio sūpuoklę arba kėdutę.

\* Jei vaikas jau gali sėdėti, pasidinkite jį į savo glėbį. Tokiu atveju aspiracijos metu negalima guldyti vaiko ant nugaros.



## 2

## Įkiškite švarų ir sausą antgalį į vaiko šnervę.

\* Švelniai judinkite nosies galiuką, kad įsitikintumėte, jog pasiekiate visas šnervės vietas.




## 3



Jei pajutote, kad į prietaisą pateko gleivių ar skysčio, nebenaudokite „Nosiboo Go“. Išjunkite prietaisą ir nedelsdami susisiekiate su „Nosiboo“ klientų aptarnavimo komanda.

\* Naudojimo metu neapverskite prietaiso aukštyn kojomis.



## 4



panaudoję, prietaisą visada išjunkite.

\* Labai rekomenduojame nuimti „Penguin“ galvutę ir ją iškart nuvalyti!

## 5


## Įkrovimas

\* Po naudojimo arba išsekus baterijai, palaukite kelias minutes, kol prietaisas atvės ir tada įkraukite jį.

\* Žalias LED – Pilnai įkrauta

\* Raudonas LED – Dar kraunama



\* Nenaudokite prietaiso krovimo metu.






# VALYMAS

Nuimkite „Penguin“ galvutę tokią tvarka:



\* Nuplaukite dalis skystu muilu ir drungnu vandeniu.



Šepetėliu nuvalykite nosies galiuką.





\* Galite pamirkyti dalis dezinfekuojančiame skystyje. Įsitikinkite, kad skystis yra saugus kūdikiams skirtiems prietaisams.





\* Prieš naudodami kitą kartą, įsitikinkite, kad visos dalys yra visiškai sausas.



\* Atsarginių dalių valymui negalima naudoti indaplovės, verdančio vandens, mikrobangų krosnelės, garintuvo, kūdikių buteliukų sterilizatoriaus, nes dalys gali deformuotis nuo karščio!



- \* Oro tinklelis reikalingas, kad į korpusą nepatektų kieti daiktai ir dulės.
- \* Oro tinklelio nėra skirtas sugerti gleives ar skysčius.
- \* Jei oro tinklelis yra nešvarus arba užsikimšęs, galite jį pakeisti.
- \* Jei prietaisas naudojamas tinkamai, jis gali gerai veikti ilgą laiką.



- \* Nuvalykite korpusą sausa, minkšta šluoste.
- \* Nenaudokite jokių skysčių, ploviklių ar chemikalų.
- \* Laikykite prietaisą vietoje, apsaugotoje nuo dulkių, tiesioginių saulės spindulių ir karščio.

## UŽUOMINOS IR PATARIMAI


- \* „Penguin“ galvutė turi būti surenkama ir išardoma tinkama tvarka.
- \* Naudojimo metu neuždenkite prietaiso gale esančių ventilacijos angų.
- \* sausas, labai tirštas gleives galima išsirpinti švelniu fiziologiniu tirpalu. Panaudoję tirpalą, palaukite kelias minutes, audiniu nuvalykite išskyrų perteklių, tuomet pakartotinai naudokite nosies aspiratorių, kaip nurodyta.
- \* Nenaudokite daugiau nei 5 ml fiziologinio tirpalo sa usoms ir 1 a bai tiršt o ms gleivėm s išsirpinti.
- \* Prietaisą gali naudoti tik suaugusieji.
- \* Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, tai NE ŽAISLAS.







# Naudotojo vadova



**APTARNAVIMAS PO ĮSIGYJIMO**  
Daugiau informacijos apie naudojimą,  
valymą ir trikčių šalinimą rasite naudo-  
tojo vadove.


ES klientams: [nosiboo.eu](mailto:nosiboo.eu)  
[customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)

**nosiboo**<sup>\*</sup>®  
designed to care



**nosiboo<sup>\*</sup>go<sup>®</sup>**  
portable nasal aspirator

Pirms Nosiboo Go lietošanas rūpīgi izlasiet gan šo pamācību, gan lietošanas instrukciju! Lūdzu, saglabājiet šo pamācību, ja kādreiz būs nepieciešams tajā ieskatīties.

# Pingo & Nosiboo







# IEPAKOJUMĀ



Jaundzimušo deguna uzgalis

Standarta deguna uzgalis

Nosiboo Go

Starptautiska standarta lādētājs



Birstīte




Maisiņš




Īsa pamācība



Drošības norādījumi



..... gaisa filtrs




Izmantojiet oriģinālās Nosiboo daļas! Mūsu deguna aspiratori efektīvi darbojas tikai ar oriģinālajām Nosiboo daļām/piederumiem.

Sazinieties ar izplatītāju, ja jebkura daļa trūkst!

# VISPĀRĒJA LIETOŠANA


Ierīce ir paredzēta tikai tam, lai izfiltrētu gļotas no bērna deguna. To nedrīkst lietot nekādiem citiem nolūkiem.




Nomazgājiet un nožāvējiet Penguin galvas detaļas.

\*(Iepazīstieties ar sadaļu „TĪRĪŠANA”, lai vairāk uzzinātu par pareizu tīrīšanas paņēmienu.)

## Penguin galvas salikšana



Uzspaudiet uzgali vietā.



\* Jaundzimušo deguna uzgali:  
0-6 mēneši

\* Standarta deguna uzgali:  
6 mēneši un vairāk




Standarta deguna uzgali




Jaundzimušo deguna uzgali

Pārliecinieties, ka ir ievietots gaisa filtrs, Pingvīna galva ir kārtīgi salikta un pareizi piestiprināta pie ierīces.



Ierīce ir gatava lietošanai.




Het opzuigen van water met het elektrische apparaat maakt de garantie ongeldig!

Neizmantojiet ierīci ūdens sūkņēšanai.



Neizmantojiet deguna aspiratoru deguna skalošanai!



# LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI



- 1** **Kā sākt lietot**  
Vienkārši ieslēdziet.



LOR ārsti ir atzinuši, ka efektīva un spēcīga (maks.) sūkšanas jauda deguna aspirācijai ir droša.

**Turiet bērnu stabilā sēdus pozīcijā.**

**2**



- \* Paņemiet bērnu klēpī, turiet viņu rokās vai apsēdiniet vertikālā pozīcijā, aiz muguras novietojot spilvenu.
- \* Varat izmantot arī mazuļu šūpulkrēslu vai zīdaiņu krēslīņu.
- \* Ja bērns jau prot sēdēt, apsēdiniet viņu sev klēpī. Aspirācijas laikā nenoguldiet bērnu uz muguras.



**3**

**Ievietojiet firu, sausu uzgali bērna nāsī.**

- \* Saudzīgi kustīniet deguna uzgali, lai piekļūtu visām vietām nāsīs.




Ja gļotas vai šķidrums ir iekļuvis ierīcē, nekavējoties pārtrauciet Nosiboo Go lietošanu, izslēdziet to un sazinieties ar Nosiboo klientu apkalpošanas dienestu.

- \* Lietošanas laikā neapvēršiet ierīci ar augšu uz leju.



**4**




**Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci.**

- \* Mēs ļoti iesakām Pingvīna galvu noņemt un izfīrīt uzreiz pēc lietošanas!

**5**

**Uzlāde**


- \* Pēc izmantošanas vai tad, ja ierīces akumulators ir izlādējies, nogaidiet, kamēr ierīce atdziest un sāciet to uzlādēt.
- \* Zaļā LED lampiņa – Pilnībā uzlādēts
- \* Sarkanā LED lampiņa – Notiek uzlāde
- \* Uzlādes laikā ierīci izmantot nav iespējams.






# TĪRĪŠANA

Noņemiet Pingvīna galvu šādā secībā:



\* Nomazgājiet detaļas ar šķidrājam ziepēm un remdenu ūdeni.



Izmantojiet birstīti, lai izfīrtu deguna uzgali.





\* Detaļas var iemērk dezinficējošā šķīdumā. Lūdzu, pārliecinieties, ka šķīdums ir drošs zīdaiņu ierīcēm.



\* Pārliecinieties, ka pirms nākamās lietošanas reizes visas detaļas ir pilnībā nožāvētas.



\* Nav atļauts lietot trauku mazgājamo mašīnu, karstu ūdeni, mikroviļņu krāsni, tvaicētāju vai bērnu pudeļu sterilizatoru, lai fīrtu rezerves daļas, jo tās karstumā var deformēties!





\* Gaisa filtrs ir paredzēts, lai nepieļautu svešķermeņu un putekļu iekļūšanu korpusā.

\* Gaisa filtrs nav paredzēts gļotu vai šķidruma uzsūkšanai.

\* Ja gaisa filtrs ir kļuvis nefīrs vai aizsprostojas, to var nomainīt.

\* Pareizi lietojot ierīci, tas var darboties ļoti ilgi.



\* Notīriet korpusu ar saucu, mīkstu drānu.

\* Nelietojiet nekādus šķīdumus, tīrīšanas līdzekļus vai ķīmikālijas.

\* Glabājiet ierīci vietā, kas pasargāta no putekļiem, tiešas saules gaismas un karstuma.

## PADOMI UN IETEIKUMI

\* Pingvīna galvu obligāti jāsaliek un jāizjauc pareizā secībā.

\* Lietošanas laikā neaizklājiet ierīces mugurpusē esošās ventilācijas atveri.

\* Sausas, ļoti biezas gļotas var izšķīdināt ar vieglu sāls šķīdumu. Pēc šķīduma lietošanas dažas minūtes pagaidiet, noslaukiet izdalījumus ar salveti, pēc tam atkal lietojiet deguna aspiratoru, kā norādīts.

\* Nelietojiet vairāk par 5 mL sāls šķīduma, lai izšķīdinātu sausas un ļoti biezas gļotas.


\* Ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie.

\* Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci, tā NAV ROTAĻLIETA.





# Lietošanas instrukciju



## TEHNISKĀ APKOPE

Lai uzzinātu vairāk par lietošanu, firšanu un problēmu novēršanu, sakiet Lietošanas instrukciju.

Lietotājiem ES : [nosiboo.eu](http://nosiboo.eu)  
[customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)

**nosiboo**<sup>\*</sup>®  
designed to care